


TRATAMIENTO DE CÁLCULOS

## Cestas de nitinol sin punta

Flex-Catch, Ultra-Catch y X-Catch para conseguir una extracción fiable de cálculos



# Cestas de nitinol sin punta

## Gama versátil

### Cesta Flex-Catch de 1,9 Fr

El dispositivo de extracción de cálculos Flex-Catch NT es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las características anatómicas del paciente y, al mismo tiempo, mantiene la forma para facilitar la captura y la extracción de los cálculos. El diseño sin punta con cuatro alambres redondeados minimiza los traumatismos en los tejidos durante la manipulación. Esta nueva cesta está diseñada para abrirse de forma gradual y poder capturar cálculos de diferentes tamaños.

- **Vaina pequeña de 1,9 Fr:** mayor irrigación y visibilidad en canales de trabajo pequeños.
- **Vaina compuesta flexible:** capacidad de deflexión máxima del endoscopio y paso sencillo por el endoscopio.
- **Apertura gradual de la cesta:** control sencillo del tamaño de la cesta para capturar incluso los fragmentos pequeños.


### Cesta Ultra-Catch de nitinol sin punta de cuatro alambres

- La varilla accionada por torsión y el mango ergonómico ofrecen control y seguridad para garantizar una extracción de cálculos segura y eficaz.
- La rueda giratoria del mango posibilita manejar la cesta con una sola mano.
- La cesta de alambres trenzados de gran durabilidad mantiene su forma y estructura incluso bajo una presión extrema.
- Su estructura de nitinol evita el retorcimiento de la varilla, lo que hace que ofrezca una seguridad, funcionalidad y durabilidad excepcionales.
- El extremo distal flexible minimiza la pérdida de flexión del endoscopio.


### Cesta X-Catch de nitinol sin punta de seis alambres

- Cesta de alambres emparejados que incrementa la fuerza de dilatación radial para manipular cálculos en zonas con características anatómicas muy complejas.
- Diseño emparejado que permite capturar varios cálculos pequeños de una vez para ahorrar tiempo.
- Diseño sin punta para capturar cálculos en el riñón de forma atraumática.

## Características de la cesta Flex-Catch



## Características de las cestas Ultra-Catch y X-Catch



Cestas de nitinol sin punta

 [www.olympus.es/medical](http://www.olympus.es/medical)

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS IBERIA S.A.U.**

Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet  
de Llobregat, Barcelona, España

Teléfono: +34 93 200 67 11, Fax: +34 93 200 95 80

E-mail: [medical.iberia@olympus.es](mailto:medical.iberia@olympus.es)

[www.olympus.es](http://www.olympus.es), [www.olympus.pt](http://www.olympus.pt)