

Carro de transporte compacto TC-C4



Carro de transporte compacto TC-C4

El carro de transporte compacto TC-C4, a pesar de sus reducidas dimensiones, es lo suficientemente grande para poder usarlo con el sistema de imagen EVIS Exera III.

Compacto

El diseño compacto del carro de transporte TC-C4 hace que sea ideal para su uso ambulatorio o en consultas de especialistas donde el espacio sea limitado.

Fácil de transportar

El carro de transporte compacto es fácil de llevar de un lado a otro gracias a su peso ligero y a las asas integradas en las partes delantera y trasera de la bandeja superior.

Soporte para el monitor

El TC-C4 ofrece la posibilidad de elegir entre un brazo o un soporte para el monitor, lo que permite conseguir una posición óptima para visualizar las imágenes del procedimiento.

Bandeja superior grande

La bandeja superior ofrece un amplio espacio para trabajar o colocar equipamiento y aumentar la capacidad de almacenamiento.

Disposición de los cables

Los canales de las columnas y los sujetacables de la parte trasera de los estantes permiten optimizar la disposición de los cables.

Transformador de separación integrado

El transformador opcional puede ubicarse bajo la base, lo que proporciona un mayor espacio en los estantes para colocar equipamiento.

Bandeja para el teclado

Bajo el estante superior hay una bandeja deslizante para el teclado.



Accesorios

MAJ-2146

Bandeja deslizante para teclado



MAJ-1684

Kit de soporte para endoscopio



MAJ-2148

Panel trasero



MAJ-1686

Cajón



MAJ-2147

Brazo compacto para monitor LCD



MAJ-1683

Soporte para monitor LCD



MAJ-1656

Soporte para pedal



MAJ-1639

Soporte para bombona de CO₂ (140 mm)



MAJ-1665

Soporte del cabezal de cámara



MAJ-1663

Kit de soporte del brazo para EUS



MAJ-1658

Recipiente de almacenamiento universal



MAJ-110

Kit de montaje del vaso para TC



Equipos estándar del carro de transporte compacto TC-C4

Los equipos estándar incluyen:

Carro de transporte compacto TC-C4 más los artículos marcados con (•)

Los accesorios disponibles como extras opcionales están marcados con (o)

Descripción MAJ	Descripción del componente	Referencia	Región	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4
			EUROPA JAPÓN REINO UNIDO EE. UU. RdM	K10029882 K10029885 K10029881 K10029884 K10029883	K10029887 K10029890 K10029886 K10029889 K10029888	K10029892 K10029895 K10029891 K10029894 K10029893	K10029897 K10029900 K10029896 K10029899 K10029898
MAJ-2146	Bandeja deslizante para teclado	K10027573		•	•	•	•
MAJ-1684	Kit de soporte para endoscopio	K10027281		•	•		
MAJ-2148	Panel trasero	K10027574		•	•	•	
	Transformador			•		•	
MAJ-1686	Cajón	K10027569					
MAJ-2147	Brazo compacto para monitor LCD	K10026879					
MAJ-1683	Soporte para monitor LCD	K10026888					
MAJ-1656	Soporte para pedal	K10021790					
MAJ-1639	Soporte para bombona de CO ₂ (140 mm)	K10021041					
MAJ-1665	Soporte del cabezal de cámara	K10022056					
MAJ-1663	Kit de soporte del brazo para EUS	K10021797					
MAJ-1658	Recipiente de almacenamiento universal	K10021792					
MAJ-110	Kit de montaje del vaso para TC	K7503556					
MAJ-1654	Regleta equipotencial	K10021352					
	Kit de herramientas en blíster			•	•	•	•
	Conjunto de cable IEC			•		•	

Especificaciones

TC-C4

Dimensiones	1110 x 675 x 534 mm (alt. x prof. x anch.)
	Altura hasta la superficie de trabajo de la bandeja superior: 1100 mm
	Altura con el monitor LCD de 26" en la posición más alta: 1945 mm
Peso	Máximo 87 kg (sin carga), incluido el transformador montado

Tensión

El carro de transporte compacto TC-C4 puede suministrarse con un transformador de separación con alguna de las siguientes tensiones nominales:

MAJ-1646	Transformador WM-T2 de 100 V
MAJ-1647	Transformador WM-T2 de 110-120 V
MAJ-1648	Transformador WM-T2 de 220-240 V

Materiales de fabricación

Carro de transporte

Columnas	Aluminio moldeado por extrusión
Estantes	Acero dulce
Bandeja superior	ABS moldeado por inyección

Las especificaciones, el diseño y los accesorios pueden verse sometidos a cambios sin notificación ni obligación alguna por parte del fabricante.

OLYMPUS[®]

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

Para consultar la lista completa de
puntos de venta y distribución, visite:
www.olympus.com