

## Kompakter Gerätewagen TC-C4



## Kompakter Gerätewagen TC-C4

**Der Gerätewagen TC-C4 wurde als Kompaktwagen konzipiert, ist jedoch ausreichend groß, um mit Videosystemen, wie etwa der EVIS EXERA III, eingesetzt werden zu können.**

### Kompakt

Dank seiner kompakten Bauweise ist der TC-C4 ideal für ambulante Praxen oder Behandlungsräume mit beengten Platzverhältnissen geeignet.

### Leichtgängig

Der kompakte Gerätewagen lässt sich dank seines geringen Gewichts und der integrierten Handgriffe an der obersten Ablagefläche leicht bewegen.

### Flexible Anbringung von Monitoren

Der TC-C4 wird wahlweise mit einem Monitorarm oder einer Monitorhalterung angeboten, um eine optimale Positionierung während der Untersuchung zu ermöglichen.

### Große Ablagefläche

Die oberste Ablage bietet viel Platz zum Arbeiten, kann aber auch zum Aufstellen von Geräten genutzt werden und so die Kapazität des Gerätewagens noch weiter vergrößern.

### Kabelführung

Kanäle in den Säulen und Kabelbinder auf der Rückseite der Einlegeböden sorgen für eine optimale Kabelführung.

### Integrierter Trenntransformator

Durch den Einsatz eines optionalen Transformators unter der Bodenplatte kann der Stauraum für Geräte noch weiter erhöht werden.

### Tastaturauszug

Unterhalb des obersten Bodens befindet sich ein Tastaturauszug.



## Zubehör

**MAJ-2146**  
Tastaturauszug



**MAJ-1684**  
Endoskophalterung



**MAJ-2148**  
Rückwand



**MAJ-1686**  
Schublade



**MAJ-2147**  
LCD-Monitorarm



**MAJ-1683**  
LCD-Monitorhalterung



**MAJ-1656**  
Fußschalterhalterung



**MAJ-1639**  
CO<sub>2</sub>-Flaschenhalterung  
(140 mm)



**MAJ-1665**  
Kamerakopfhalterung



**MAJ-1663**  
EUS-Armhalterung



**MAJ-1658**  
Universalbehälter



**MAJ-110**  
Halteung für Auffangbehälter



# TC-C4 Standard-Sets

## Lieferumfang der Standard-Sets:

Kompakter Gerätewagen TC-C4 inklusive der markierten Artikel (•)

Zusätzlich erhältlich optionaler Zubehör (o)

			Region	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
			EUROPA	K10029882	K10029887	K10029892	K10029897
MAJ-Code	Bezeichnung	Artikelnummer					
MAJ-2146	Tastaturauszug	K10027573	o	•	•	•	•
MAJ-1684	Endoskophalterung	K10027281	o	•	•		
MAJ-2148	Rückwand	K10027574	o	•	•	•	
	Trenntransformator			•		•	
MAJ-1686	Schublade	K10027569	o				
MAJ-2147	LCD-Monitorarm	K10026879	o				
MAJ-1683	LCD-Monitorhalterung	K10026888	o				
MAJ-1656	Fußschalterhalterung	K10021790	o				
MAJ-1639	CO <sub>2</sub> -Flaschenhalterung (140 mm)	K10021041	o				
MAJ-1665	Kamerakopfhalterung	K10028704	o				
MAJ-1663	EUS-Armhalterung	K10021797	o				
MAJ-1658	Universalbehälter	K10021792	o				
MAJ-110	Halterung für Auffangbehälter	K7503556	o				
MAJ-1654	Anschlussleiste für Potenzialausgleich	K10021352	o				
	Werkzeugsatz in Blisterverpackung		o	•	•	•	•
	IEC-Kabelsatz		o	•		•	

## Spezifikationen

### TC-C4

Abmessungen	1110 mm (H) x 675 mm (T) x 534 mm (B)
	Höhe bis zur obersten Ablagefläche – 1100 mm
	Höhe mit einem 26"-LCD-Monitor in der höchsten Position – 1945 mm
Gewicht	Maximal 87 kg (unbeladen), einschließlich montierter Transformator

## Spannung

Der TC-C4 ist mit einem Trenntransformator mit der folgenden Spannungsversorgung lieferbar:

MAJ-1648	WM-T2 Transformator 220–240 V
----------	-------------------------------

## Bauweise

### Gerätewagen

Säulen	Stranggepresstes Profilaluminium
Böden	Weichstahl
Oberste Ablage	Spritzguss-ABS

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH**

Wendenstraße 14–18  
20097 Hamburg, Deutschland  
Telefon: +49 800 200 444 200  
Fax: +49 40 23773-503305  
E-Mail: endo.sales@olympus.de  
www.olympus.de

**OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.**

Shuttleworthstraße 25  
1210 Wien, Österreich  
Telefon: +43 129 101-0  
Fax: +43 129 101-222  
E-Mail: office@olympus.at  
www.olympus.at

**OLYMPUS SCHWEIZ AG**

Chriesbaumstrasse 6  
8604 Volketswil, Schweiz  
Telefon: +41 44 947 66 81  
Fax: +41 44 947 66 54  
E-Mail: endo.ch@olympus.ch  
www.olympus.ch